ICP manual hot in the state



本機は導入から10年以上経過し、経年劣化が進んでおりま す。劣化の進行を抑えるため、決して無理のかかる測定はしな いでください。 数年に一度、トランジスタ(一個15万円、二個で30万)が壊 れます。トランジスタ部に負担をかけないため、以下の点を注 意すること

- 異常消灯させない(プラズマ点灯中は脱塩水、サンプルを常に吸わせる等)
- プラズマ点灯がうまくいかないときは何度も点灯を試さず、トーチの汚れ落とし、トーチ距離調整等をきちんと行った後、再度点灯を試みること。
- 高周波電源部は交換部品がすでにないため、壊れたら終 了。とにかく大切に扱うこと。

1. 基本的な事項

- ・本マニュアルは付属の取扱説明書に書かれていないこと、すなわち、実際の測定に 役立つ情報を中心に記載しました。
- ・アルゴンガスの価格が高いことから^{注1)}、ICPの使用は出きるだけ多元素分析に限ってください。ただし、ICP出なければ測定できない元素(低濃度のAl、Si、原子吸光用ランプのない元素など)についてはこの限りでは有りません。
- ・これまでは軸方向観測を中心に行ってきましたが、これはオリフィスの劣化を早め、 プラズマの異常消灯を引き起こすことがわかりましたので、原則として横方向観測 で分析を行ってください。
- ・横方向観測では、分析終了後オリフィスとプレートを洗浄する必要はありません。
- ・プラズマ点灯時は必ず溶液をすわせてください。
- ・ICPS-7000 には2つのエアフィルターがあります。このフィルターによくごみ がたまりますので、一週間に一回は清掃を心がけてください。
- ・同様に、冷却器にもフィルターがあります。これも一ヶ月に一度は清掃してください。
- ・<u>OK ボタン</u>がある場合は、入力後 <u>OK ボタン</u>を押しましょう。
- ・バブラーを使用する場合はバブラーの水レベルをチェックしてください(茶色の線ま で脱塩水を入れる)。バブラーについては 6. バブラーについてを参照してください。
- ・試料は必ず濾過したものを使用してください。また、有機物含量の多い試料を多数 測定するのもやめてください^{注2)}。

^{注1)}本機で使用されるアルゴンガスは高純度のものではありませんが(99.99%)、 一本8000円ぐらいするようです。通常は三本同時に交換してください。使用条件に より変動しますが、三本満タン状態で25~30時間ぐらい使用可能ではないかと思い ます。

^{注2)} トラブルシューティングー(4)参照

2. 横方向観測

2-1. 測定準備

- コンピューターのスイッチ ON
- プリンタースイッチ ON(左側の突起)
- ダクトのダンパーOPEN(レバーを縦に)
- ダクトON

(本体のスイッチは常に ON)

- アルゴンガスボンベを OPEN
 - ・二次圧(左メーター)がO.35MPa前後である事を確認してください。
 - ・一次圧(右メーター)の値をノートに記入してください。(使用前ガス圧)

ICPS-7000 アイコンをクリック、アプリケーションを起動します

スタンドドアを開け、スタンド内の状態を確認してください(ハードウェア取扱説明書、7 -10ページ、図7-5-①等を参考にしてください)

- ・横方向観測になっているか。
- ・トーチ距離は 12mm になっているか。
- ・チューブは外れていないか。
- ・イグナイタは AUX 側についているか。
- ・レベラ(S字状のガラス器具)が水で満たされているか。
- ・バブラーの水位は適正かどうか。

スタンドドアを閉めてください

冷却水のスイッチを入れてください

- ・温度は 20 度、PUMP と REFRIGERATOR のスイッチは常に ON、 POWER スイッチで ON/OFF を制御します。
- プラズマ点灯
 - ・装置(I)-プラズマ点灯(O)またはプラズマ点灯アイコンを押してください。
 - ・標準モード(S)を選択、バブラーを使用(B)をチェックしてください。

・チューブの先が MilliQ 中に入っている事を確認してください。(チューブが 空気を吸い過ぎるとプラズマが消灯します。測定中も注意してください) ・プラズマ点灯操作後、液の吸引速度が遅いときはネブライザーが詰まってい る可能性があります。

- 30分間暖機運転
- 30 分後、波長校正を行います ・装置(!) – 波長校正(C) – スタ-ト ・s の値が 50 以下なら OK、それ以上なら異常あり→分析中止→トラブルシ コーティングへ

2-2. 分析

分析(A) - 分析(A) を選ぶ

新規に分析を始める場合(以前に作ったカードを利用する場合は9ページへ)

- 新しいカードを作成する(N)をチェックし、OK ボタンを押します
 - ・分析名称、担当者入力。
 - ・分析手順は定性分析2と検量線法。
 - ・測定回数は実試料、標準試料ともに2回が推奨値ですが、1回でもよいです。
 - ・分析結果は自動印字のチェックを外し、自動ファイルにチェックします。こ
 - うすることで、測定データは常にセーブされ、不測の事態にも対処できます。
 - ・印字モードは好みによりますが、測定回数を2回以上にした場合は毎回分析値
 - +平均値または平均値+R+S+CV がよいとおもわれます。
 - ・印字データは濃度+強度を推奨します。
 - ・試料名は今は入力しなくてもよいです。

2-2-1. 定性分析 2

元素を選択します

- ・条件(1)-元素・波長選択
- ・元素選択で測定したい元素をチェックします。
- ・波長選択は全元素3波長をチェックします。

測定条件の設定

・条件(1)ー測定条件

・キャリアガ スを 0.60 から 0.65 に変更します。(Al、K、Na、Li、Cu 等の元素 は低いプラズマ温度で感度が上がる可能性があるので、キャリアガ スを 0.70 にす るとよい結果が得られるといわれています)

・クーラントガスを8.5 に変更します。(こうする事で詰まったときのトーチ 溶解を防げる(?)そうです(ガスがもったいないので8.0 でもいいのでは…))

- ・観測方向を軸方向(A)から横方向(R)に変更します。
- ・リンスタイムの設定

ソルベント リンスーHとサンプル リンスーHはOにします。 ソルベント リンスーLはOにし、サンプル リンスーLは4Oにします。 (オートサンプラーがないので全部足して4O秒ほどでよいそうです)

測定

・<u>測定ボタン</u>を押します。

試料名を入力する(定性分析用)

・ブランク(スタンダードの)、スタンダードの最高濃度(すべての元素について)、および代表的なサンプルを入力します(サンプルは数点入力した方がよいでしょう)

さらに<u>測定ボタン</u>を押して実際の測定を行います

測定が終了したら、<u>終了ボタン</u>を押します

結果を見る

・結果(R)-7°07ァイル(P)

ある一種類の元素のデータを3つとも選びます。(下図参照)



・拡大ボタンを押す

- ・試料選択ボタンを押す
- ・Shift キーを押しながら試料を選択します。(下図参照)

・元素別にスタンダードを作っていなければ(混合スタンダードならば)<u>全て選</u> <u>択ボタン</u>を押すだけでよいです。

試料選択		×			
表示試料を選択してください。					
 ○ 実試料 ○ 実試料 ○ 実試料 ○ 実試料 ○ 実試料 	blank std sample sample	全て選択			
		ОК			
		キャンセル			
1		_			

・<u>前元素、次元素ボタン</u>で、各元素の波長が最適に選択されているかどうかを 確認してください。 (ほとんどの場合は、コンピューターが選択した波長が最適ですが、それが最 適と思われない場合は、チェックを別の波長に変えてください)

バックグラウンドの変更(ソフトウェア取り扱い説明書、8-1ページ、8-2参照)

実試料のバックグラウンド(ベースライン)がスタンダードと比較して上下にずれている場合に バックグラウンドの補正が必要になります。このバックグラウンドの変更は、最適波長を選択 した後で行ってください。

・<u>B.G.変更ボタン</u>を押す(<u>ピーク合わせボタン</u>も自動的に押されるようです) 選んだ波長の BG にチェックを入れます(ここでチェックを入れ忘れると BG 補正をしてくれません)

・黒い三角には触らずに、その横でクリックすると、線が現れます。クリック したままマウスを少し動かして、手を放すと緑色の小さい三角が現れます(下 図参照)。ピークの両側でこの三角を準備します。

緑色の小さい三角(×2)をピークの始まりの手前のちょっと前に持っていきます。



◎ 感度が低い元素、あるいは低濃度の試料を測定する場合にも BG 補正を行った方がよい結果 が得られるようです。

・<u>終了ボタン</u>を押し、セーブしてください。

・全ての元素について BG 補正の必要性を検討してください。

2-2-2. 検量線法(実際の測定)

検量線法ボタンを押す

・データが・・・しますか?→はい

・定性2の・・・しますか?→はい→ファイル名の入力(例 991118)

測定準備

・条件(I) ー測定元素・波長の中の積分時間は 30-50 にしてください。(5なみに、この単位は秒ではなくて、×10秒、すなわち 3-5 秒となります)

・条件(I)-検量線試料登録→それぞれの検量線試料の名前と濃度を登録します。
 まず、「元素ごと」画面で試料名を入力します。それぞれの標準試料の元素濃度はこの「元素ごと」画面、あるいは「試料ごと」画面で入力します。
 強度は入力する必要はありません。

全て入力した後、<u>校正試料作成ボタン</u>を押します。 現在の・・・ですか?→はい OK で抜けます。

検量線試料登録時の注意点:通常、スタンダード試料は混合試料を用いますが、Pや Siのように別々にスタンダード試料を準備する必要がある場合、これらのスタンダー ドにおけるその他の元素(K、Al、Ca、Mg、など)の項目では、タイプに "*"を入力す る必要があります(濃度を入力する必要はありません)。*は測定しないという意味です。 これを入力しないと、Oppm として測定してしまうので、検量線が狂う可能性があり ます。(下図参照)

素(E)	情報①		単	单位(U): ppm 🛛 💌
	No.	試料名	濃度	強度 タイフ*
/U	1	blank(1)	.000000	.000000
	2	AI2	.000000	.000000. *
	3	AI3	.000000	.000000 *
	4	A14	.000000	.000000 🐐 🔹 🥒
	5	Cu2	.100000	.000000
	6	Cu3	.500000	.000000
	7	Cu4	1.00000	

お、ブランクは共通なので*は入力しません。

・<u>測定ボタン</u>を押します。

・ビ⁻-クキャッチ試料、ATT 試料、検量線試料、標準化試料のチェック項目が出て きますが、サンプル数が少ないときは標準化試料はチェックしなくても結構で す。ATT 試料は条件(I) – 測定元素・波長の中の ATT 値を決めるものと思いま すが、定性分析 2 からやってきた場合には測定の必要は無いと思います。ビ-ク キャッチ試料はピ-クサーチ走査モードで測定する場合は必要ありません。

測定

ビ −クキャッチ試料: ダイレクト走査モードで測定を行うときに必要な試料です。言葉通りピーク をキャッチするための試料です。通常は最高濃度のスタンダードを使用します(試料名 は前に登録済み)。ダイレクト走査モードは推奨できません。

ATT 試料:感度を調節するものでしょうか。通常は最高濃度のスタンダードを使用します。ただ、スタンダードが元素ごとに別々になっている場合は、ATT 試料は一点しか登録されないので、測定しない方がいいかもしれません。定性分析2を行っている場合は測定不要ではないかと考えています。

標準化試料:ドリフト補正をするための試料です。20本ごとくらいに測定して、検量 線を補正します。通常、それぞれの元素の最低濃度(blank)と最高濃度が自動的に選択 されます。この情報に関しては、**条件(I)ー分析情報-ドリフト補正情報**の中にデー タが入っています。ここでL 試料とはその元素の最低濃度のスタンダード試料であり、 H試料とは最高濃度のスタンダード試料です。

・未知試料名を登録します。この時、測定回数に気をつけてください。不意に 3などとなっている場合がありますので、1あるいは2に変更することで測定 時間が短縮できます。

・もう一度測定ボタンを押すと、測定画面に変わります。

・検量線試料から順番に測定しますが、標準化試料は最初は測定する必要はありません。20本ほど測定した後でカーソルを標準化試料まで持っていき、測定を行ってください。その後も20本ごとにカーソルを戻し、測定するとよいでしょう。(下図参照)

↓ 分析 - test2						
測完試料						
区分	回数	試料名	秤量值	テーブル 測		
R ビークキャッチ	1	AlCumax	.00000	1		
🗴 検量線試彩	1	blank(1)	.00000	2		
🗴 検量線試彩	1	2	.00000	3		
🕵 検量線試彩	1	3	.00000	4		
🖠 検量線試料	1	4	.00000	5		
C. 標準化試	1	blank(1)	.00000	6		
🕻 標準化試…	1	4	.00000	7		
💫 実試料	1	1	■ カー・カルを標准化試料のとこ	. 8		
💫 実試料	1	2	■ ろまで戻して測定を行い、終	i 9		
💫 実試料	1	3	了後、実試料にまた戻る。	10		
💫 実試料	1	4		11		
💫 実試料	1	5	.00000	12		
💫 実試料	1	6	.00000	13		
💫 実試料	1	7	.00000	14		
💫 実試料	1	8	.00000	15		
🧏 実試料	1	9	.00000	16		
□ 連続分析	□ 自動	肯灯		スタート		

*標準化試料について:標準化試料を測定した後、自動的に補正結果が印刷されます。 このデータの中で、αは傾きの補正値、βは切片の補正値と考えてよさそうです。つ まり、αが1に近く、βが0に近いほど前回の検量線と比べた変動が小さいことにな ります。通常、プラズマ点灯後1時間を超えると装置が安定するため、検量線はほと んど変動しなくなります。

検量線の確認

- ・すべてのスタンダードを測定した後、検量線を確認します。
- ・検量線が変だった場合は検量線を修正する必要があります。

・測定画面を右上の<u>ウィンドウズの最小化ボタン</u>で左下に小さくした後(ウィンド ウをよけるだけでもよい)、結果(R)ー検量線(C)を開きます。そして、問題の ある検量線を選択し、<u>拡大ボタン</u>を押します。ここで、検量線の次数を変える ことが出来ます。二次(三次)曲線の場合、検量線の曲率が高すぎる場合には、 最高濃度を外す必要があります。測定値がおかしい試料も外します。試料を外すためには、タイプに "*"を入力すればOKです(下図参照)。ただ、このとき 最高濃度や最低濃度を外した場合には、検量線の標準化(ドリフト補正)が正常 に出来なくなりますので注意してください。どうしても実試料測定時にドリフト補正を行いたい場合は、もう一度検量線試料の登録からやり直してください。



未知試料の測定

・順番に測定します。測定可能数は検量線試料等を含めて全部で50本です。 これ以上の測定を行いたい場合、自動保存の設定になっているならば、測定し た未知試料を全て削除した後、標準化試料を測定し、新たに未知試料を測定す ることが出来ます。安全のため、削除前に測定したデータを印刷しておく方が いいかもしれません(測定したデータの印刷方法等については後で述べます)。 ・測定したデータは、自動保存の場合は全て保存されます。同じ名前のサンプ ルであっても、測定時間が異なるため全てのデータが保存されます。 測定の終了

<u>終了ボタン</u>を押して終了させてください。MilliQ をすわせたまま5分間ほど運転した後、装置-7°ラズマ消灯(F)を選択あるいは<u>2°ラズマ消灯ボタン</u>を押してください。

・冷却水スイッチ OFF

同じカードを用いて分析を行う場合

分析(A)ー分析(A)を選んだ後、既存のカードを開く(X)をチェックし、<u>OK ボタン</u>を押し ます

・カードファイルを選択します

・測定条件は前回入力したデータが保存されていますので、それらを確認します。測定条件が前回の測定時とほとんど同じ場合は、定性分析2は行わずに、すぐに検量線法に進んで結構です。しかし、より正確な測定のためには、定性分析2を行い、BG補正等の再検討が必要です。この場合は<u>測定ボタン</u>を押し、定性分析2を行います(上記参照)。なお、定性分析2を行った場合、次の検量線法において検量線試料濃度や走査モードの変更等を再入力する必要が生じます。

実際のサンプルの測定

・検量線法ボタンを押した後は、検量線試料の濃度などのプロパティを確認した後、<u>測定ボタン</u>を押します。この時、ピークキャッチ試料、標準化試料のチェックは必須ですが、前回の検量線データが残っているため、検量線試料は必ずしもチェックする必要はありません。しかし、正確な測定のためには、検量線試料を再測定する必要があります(推奨)。その場合は検量線試料にチェックを入れてください。

未知試料名の入力後、測定ボタンを押し、測定を開始します。

検量線試料を測定しない場合

・ピークキャッチ試料測定の後、標準化試料を測定し、αとβの値を確認してください。この値に異常が見られた場合は、検量線試料を再測定あるいは定性分析2からやり直した方が無難です。問題がない場合は、未知試料の測定に進んで結構です。

これ以外は新しくカードを作成した場合と同様です。

2-3. 分析終了

カード(C)ー終了(X)または<u>終了ボタン</u>を押します。

・データが…ますか?→はい→ファイル名の入力(例 991118-2) (この保存操作は(定性分析のときもそうですが)ー連のデータ全てを保存します。 つまり、検量線グラフ、それぞれのピークチャート、測定条件など全てです。これを 保存しておけば後で分析を振り返ることができます。

2-3-1. 測定結果の印刷

バッチ処理(B)-報告書作成(R)

- ・この操作は測定中にも行えます。
- ・通常は分析日時(D)のみチェックし、日時を確認します。
- ・試料区分(T)は好みによりますが、実試料ー濃度で十分でしょう。
- ・<u>検索ボタン</u>を押します。
- ・結果ー詳細の画面を選択します。
- ・<u>印刷ボタン</u>を押すと印刷されます。
- ・ファイルボタンを押し、ファイル名を入力するとテキスト形式で保存でき、 Excel 等で読むことが出来ます。

・<u>終了ボタン</u>で終了します。

2-3-2. 最終的な終了

ダクトスイッチ OFF

ダクトのダンパーを閉じる

プリンターのスイッチ OFF

アルゴンガスボンベを閉じる ・一次ガス圧を読み取り、ノートに記入してください。

レベラ中の溶液を脱塩水で置換する(下図参照)



アプリケーションを終了する。 ・装置(I) - 終了(X)

ウィンドウズを終了する

ノートに必要事項を記入する

(本体のスイッチは切らなくて結構です)

3. 軸方向観測

本装置は原則的に横方向観測のみの分析を推奨しますが、イオン強度の極低い溶液に ついては軸方向観測も認める方向で検討しています。ただし、次の点に注意して分析 を行ってください。

- ○試料導入時にプラズマに放電(ピシッという音がする)が見られた場合、あるいはプ ラズマが赤や黄色に見える場合は速やかに軸方向観測を中止し、横方向観測にして ください。
- ○測定終了後、あるいは測定中にオリフィスが汚れた場合は、脱塩水で軽く湿らせた キムワイプ等で丁寧にオリフィスとプレートを掃除してください。汚れがひどいと きに限り、2規定塩酸に2分間浸け、その後、脱塩水でよく洗浄してください。 ○測定終了後は横方向観測に切り替えておいてください。

4. 保守

4-1. レンズのクリーニング

ICP には2つのレンズと1つのミラーがあります(ハードウェア取扱説明書、8-20 ページ、 図8-20および8-24ページ、図8-22参照)。これらが汚れると測定感度が低下 しますので、時々クリーニングしてください。レンズは集光レンズと軸方向観測レン ズの2種類ですが、横方向観測時に問題になるのは集光レンズです。クリーニングは エタノールで少し湿らせたキムワイプ等でやさしく拭いてください。軸方向観測レン ズは手の大きい人、不器用な人は取り外せませんので他の人に頼んで外してもらって ください。なお、軸方向レンズ取り付け時はレンズの方向に注意してください。

4-2. エアフィルターのクリーニング

ICPS 本体のエアフィルターはすぐに汚れます。こまめに清掃しましょう。外しかた は、黒い外枠を外し、スポンジ状のフィルターを取り出し、掃除機で吸ったり、手で 叩いたり、キムワイプで拭いたりします。

また、冷却器にもエアフィルターがついています。左右の4個のネジを外し、パネル を取り出した後、さらにドライバーでネジを4つ外してフィルターを取ります。掃除 機でほこりを吸いとりましょう。

4-3. ガラス(一部石英?)器具の洗浄

トーチやネブライザーに塩が集積した場合は2規定の塩酸または硝酸中に数時間~1 日浸け、脱塩水でよく洗浄してください。チューブは外さなくてもいいようです。超 音波洗浄はしないでください。トーチの取り外しかた、位置調整法などはハードウェア取扱 説明書の8-1 ページから詳しく書かれていますので、よく読んでください。

4-4. 冷却水の交換

冷却水は水道水を用いているため腐食します。数ヶ月に一度は交換しましょう。交換 時は全量を排出し、内部を軽く水道水で洗浄した後、再び水道水を入れてください。 脱塩水の使用は良くないと聞いています。

5. トラブルシューティング

装置のトラブルに関してはハードウェア取扱説明書の10-1ページから詳しく書かれていますのでそちらも参考にしてください。特にプラズマ点灯関係のトラブルは深刻な故障を引き起こしかねません。無理はしないでください。

(1) プラズマが点灯しない

- ・チューブの先が MilliQ の中にはいっていない → 入れてください。
- ・トーチが汚れている、破損している → 洗浄(4-3 参照)・交換

・チューブあるいはネブライザーが詰まっている → 詰まりを取り除いてく ださい。取り除くためには、ネブライザーを注意深く引き抜き、その先端部を 指で押さえ(次項図参照)、キャリアガスを流すと詰まりが取り除かれることが あります。マニュアルでキャリアガスを流すためには、保守(M)ー高周波電源 チェック(P)で出てきた画面で、キャリアガスの<u>ONボタン</u>を押すとキャリア ガスが流れます。もう一度押すと止まります。



- ・トーチ内の細管が詰まっている → 下の(4)参照
- ・イグナイタが外れている → AUX 側に付けてください。
- ・レベラ中の水が不十分だ → 脱塩水をたっぷりと注入してください。
- ・軸方向観測の場合、オリフィスとプレートが汚れている可能性があります
- → 洗浄してください。

(2)それでもプラズマが点灯しない

・本体の電源を一度切った後、もう一度電源を入れ、点灯を試みてください。

(3)それでもまだプラズマが点灯しない

・本体右側のパネルを外し(ネジ4本)ます。メーターが確認できます。(下図) ・プラズマ点灯操作を行い、イグニション時のメーターの値を読みます。 左のメーターが30前後、右のメーターが15前後なら正常です。値が異常な 時はサービスに連絡してください。→トランジスタ破損の可能性大



(4) プラズマがいきなり消灯した

- ・消灯前にビービーという音がした → サービスに連絡してください。
- ・チューブの先端は溶液に入っているか → ちゃんと入れてください。
- ・ネブライザーは詰まってないか → 詰まりを取り除いてください

・塩濃度の高いサンプルを使っていないか(軸方向観測時) → 横方向観測に 変えてください。

・トーチ内の細管が詰まっていないか(次項図参照) → プラズマを消し、ト ーチを取り外し、中の異物(通常はカーバイド)を<u>やさしく</u>取り除いてください。 ただし、取り除いたとしてもカーバイドはすぐに溜まるので、根本的な解決の ためにはサンプル溶液を酸分解するなどして、有機物濃度を下げてください。



ネブライザーが詰まった場合は、吸い上げ速度の低下でわかりますが、トーチ 内細管が詰まった場合は吸い上げ速度は低下しないため、気がつけばトーチが 溶けていたという最悪の事態もありえます。これを防ぐためには、プラズマの 色の変化に注意することが必要です(サンプルを吸わせても色の変化が無いと きはトーチ内細管が詰まっている可能性があります)。

(5)波長校正のs値が50を超えた

- ・トーチ距離はあっているか → あわせましょう。(横方向観測:12mm)
- ・トーチが汚れていないか → 洗いましょう(4-3参照)

(6)検量線の Oppm の強度が O じゃない

・バックグラウンド補正を行うときれいになる場合があります(2-2-1参照)

(7)感度が上がらない

・レンズやミラーが汚れていませんか → クリーニングしましょう(4-1参 照)

(8) ピークキャッチ試料の測定が終わらない

・条件(I) ー走査モートがダイレクトになっていますか \rightarrow ダイレクトモードに変え、ピークキ ヤッチ試料を再登録してください。

(9)検量線が高濃度のとき頭打ちになる

・条件(I)ー測定元素・波長の中にある AMP の値を小さくすると感度が下げられるといわれています。

(10)標準化試料測定後の α と β の値が信じられない値だ

・ネブライザーやチューブ不良などにより試料の吸引速度が変動した結果、 *α* と β の値が大きく変化することがあります。この場合はそれまでに測定した実 試料の測定結果も疑わしいため、結果を破棄し、ネブライザーやチューブなど をチェックした後に測定をやり直してください。

どうしてもトラブルが解決しないときは・・・

- (㈱タナカの西村さん(kazuya@kktanaka.co.jp、電話 011-731-0291、 FAX011-742-9582)
- または、東京島津科学サービス株式会社の小池さん(sosei@tsa.shimadzu.co.jp、電話 03-5820-3273、FAX03-3864-8465)

まで連絡してください。

6. バブラーについて

バブラーとは、高い塩濃度のサンプル分析時に、キャリアガスに湿り気を持たせ、ネ ブライザーが詰まるのを防止する装置です。



水レベルを一定に保つために、脱塩水を茶色の線まで補給してください。脱塩水補給 時は①と②を外し、②(または①)から脱塩水を注いでください。時々、中の脱塩水を 交換したほうがよいかも知れません。コネクター(①、②、③)はしっかりとつないで ください。

前にも述べましたが、プラズマ点灯時には必ずバブラーを使用(B)にチェックしてください。

プラズマ点灯				
モードを選択して、スタートボタンを押してください。				
- ブラズマ点灯モード ・ 標準モードS) ・ 超音波モードϢ	スタート			
✓ ハブラーを使用 (B)	<u>++>tell</u>			

1999年11月22日 初版発行 2000年1月24日 ちょこっと改訂版発行 2000年7月31日 さらに改訂版発行 2004年12月27日 もっと改訂版発行 2009年12月17日 わずかに改訂版発行

> 製作・著作 nabe nabe@chem.agr.hokudai.ac.jp

本書の無断複写は著作権法上での例外を除き、禁じられています。